


## Special Operation Forces (SOF®) Tourniquet Wide - Generation 5 - Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης - ORANGE

€35.48

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Στην Tactical Medical Solution, συνεχώς ψάχνουν τρόπους να βελτιώσουν και να εξελίξουν τα προϊόντα τους. Έτσι η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το **NEO SOF® Tourniquet Generation 5** το οποίο φέρει μια νέα τεχνολογία στην πόρπη γρήγορης σύσφιξης / απελευθέρωσης (**New Quick Compression Technology Buckle**) και **κλιπ υποδοχής** για καλύτερη ασφάλιση της λαβής σύσφιξης.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τις αναφορές πεδίου των χρηστών, η νέα πόρπη βελτιώνει τη λειτουργία του τουρνικέ και τον συνολικό χρόνο τοποθέτησής του και απελευθέρωσης του, διατηρώντας παράλληλα τη συγκριτικά ανώτερη αξιοπιστία του.

Το **κλιπ υποδοχής της λαβής σύσφιξης** εξαλείφει ουσιαστικά κάθε κίνδυνο για τυχαία απελευθέρωσή της μετά την εφαρμογή του τουρνικέ, ασφαρίζοντας την πόρπη στη θέση της. Κάνει την πόρπη να ασφαλίσει πιο εύκολα όταν εφαρμόζεται το τουρνικέ με το ένα χέρι, με αποτέλεσμα ταχύτερο χρόνο εφαρμογής και διπλασιάζει την ασφάλεια της συσκευής σε συνδυασμό με το τριγωνικό κλιπ – που προϋπήρχε και στην προηγούμενη έκδοση - κατά τη διάρκεια των κινήσεων των ασθενών.

Επίσης, στην έκδοση Generation 5, η λαβή σύσφιξης έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις καθώς ενώ έχει λεππύνει και ελαφρύνει έχει αποκτήσει πρόσθετη αντοχή λόγω σχεδιασμού αλλά και βελτιωμένη αίσθηση κρατήματος ακόμη και με γάντια. Τέλος, η αγκίστρωση της στην τελική σύσφιξη είναι ευκολότερη από ποτέ!

## Χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου:

- Ακόμη πιο ομαλός χειρισμός την πόρπης
- Ακόμη πιο εύκολη εφαρμογή με το ένα χέρι
- Ακόμη ταχύτερος χρόνος εφαρμογής
- Ακόμη πιο ανθεκτικό.

Το SOF® Tourniquet είναι ένα τουρνικέ που προέκυψε μετά από εκτενείς μελέτες, έρευνες και δοκιμές σε ρεαλιστικές συνθήκες και συνθήκες εργαστηρίου συνολικής διάρκειας 24 μηνών. Μεγάλης αντοχής και πανάλαφρα κράματα χρησιμοποιήθηκαν σε επιλεγμένα τμήματα του, εξασφαλίζοντας τη ζητούμενη αξιοπιστία στις πλέον δύσκολες καταστάσεις, ενώ εξασφαλίστηκε η δυνατότητα εφαρμογής του στα ποιο μεγάλα ανθρώπινα άκρα. Όλα τα ζητούμενα επετεύχθησαν με ταυτόχρονη μείωση του τελικού βάρους κατά 25%.

Το μέγιστης αντοχής άγκιστρο ασφάλισης και πόρπη σχεδιάστηκε για τη μεγαλύτερη ασφάλεια, αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή. Ο σχεδιασμός επέτρεψε την ταχεία επίδεση του ιμάντα, χωρίς περιθώρια μπλεξίματος και χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από πόρπη. Έτσι είναι πανεύκολο στη χρήση ακόμη και υπό τις χειρότερες των συνθηκών σε πεδίο μάχης και κάτω από μέγιστο στρες. Μειώθηκε επίσης δραστικά ο χρόνος εφαρμογής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αντάξιο των προσπαθειών καθώς επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή απώλεια αίματος και καλύτερης ποιότητας ιατρική φροντίδα του τραυματία.

Το SOF® Tourniquet διαθέτει ιμάντα φάρδους κοντά στα 4 cm προσφέροντας ποιο ευρεία πίεση σε σχέση με τα άλλα τουρνικέ ή με τα τουρνικέ με ιμάντα 2,5 cm εντός «μανικιού» 4 cm. Αυτό το φάρδος ιμάντα ισχαιμης περίδεσης επέτρεψε μεγαλύτερη άνεση στην αίσθηση του τραυματία και πρόσθετη πίεση στις αρτηρίες.

Η λαβή σύσφιξης είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής. Η ανθεκτικότητα του σημαντικού αυτού εξαρτήματος εξαφανίζει τον κίνδυνο κατασκευαστικής αποτυχίας ή ζημιάς κατά τη χρήση. Είναι ανοδιωμένο μειώνοντας στο ελάχιστο το ίχνο, όπως απαιτείται σε tactical περιβάλλοντα.

## Ειδικά Χαρακτηριστικά:

- Εγκεκριμένο από τη [CoTCCC](#)
- 4 cm φάρδος ιμάντα περίδεσης
- Σύστημα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή
- Χαμηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή
- 25% χαμηλότερο βάρος από το παλιό SOF Tourniquet και μικρότερο μέγεθος για ευκολότερη τοποθέτηση στον ατομικό εξοπλισμό.
- US PATENT-8,303,620 and D649,642 and 7,776,064
- **NSN: 6515-01-696-4522**
- **CE** - Συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 / EU για ιατρικές συσκευές

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ  
CoTCCC**