



## Elite Bags Θήκη Tourniquet - Μαχαιριού - Φακού

€9.27

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η θήκη, της εταιρείας Elite Bags, είναι σχεδιασμένη να χωράει όλους τους τύπους tourniquet που υπάρχουν στην αγορά, όπως και διαφόρων άλλων υλικών που μπορούν να χωρέσουν όπως φακοί, μαχαιρία, σφήνες κλπ. και προσφέρει πολλαπλές επιλογές φορητότητας χάρη στον ιμάντα MOLLE.

### Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενο μέγεθος σε όλα τα tourniquet της αγοράς
- Πλευρικές ελαστικές ταινίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ελαστικότητα για να χωρέσουν διαφόρων μεγεθών αντικείμενα
- Ρυθμιζόμενο σε ύψος
- Ενσωματωμένο σύστημα MOLLE
- Κάθετη ταινία για στερέωση στις ζώνες
- Velcro
- Εύκολη πρόσβαση του χρήστη ακόμη και με επιχειρησιακά γάντια

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 0.5 kg
- Διαστάσεις: 5 × 3.8 × 17 cm

## Χαρακτηριστικά