



Elite Bags QUIKLITTER LITE Φορείο Μεταφοράς Ασθενούς

€75.00

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η γρήγορη εκκένωση τραυματιών από περιβάλλοντα μάχης και περιβάλλοντα μαζικών καταστροφών σε περιοχές συλλογής και ταξινόμησης θυμάτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση σε πολλά περιστατικά.

Το QuikLitter Lite™ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει μέχρι και 340 κιλά. Είναι ελαφρύ, συμπαγές και έρχεται σε συσκευασία κενού αέρος. Έρχεται σε μέγεθος το οποίο χωρά σε τσέπη παντελονιού ή γιλέκο διασώστη. Συνιστάται να χρησιμοποιείται από τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα οποία θα μεταφέρουν τον τραυματία, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ατυχημάτων ή τραυματισμών.

- Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές για ανύψωση
- Μην αποθηκεύεται σε επαφή με επιφάνειες μεγαλύτερες από 200 F.
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ή να καθαριστεί με σαπούνι και νερό ή / και απολυμαντικό.

Ελέγξτε προσεκτικά μετά τη χρήση και πριν από την αποθήκευση, ειδικά εάν η μονάδα έχει τραβηχτεί σε ακατέργαστες επιφάνειες.

Μην επαναχρησιμοποιείτε εάν είναι μολυσμένη ή υπάρχουν ορατά σημεία βλάβης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 0.34 kg
- Διαστάσεις: 17.7 × 15.2 × 4.4 cm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: HEAVY DUTY NYLON WEBBING TAPE

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025