



MIL-TEC Στρατιωτικό Μαχαίρι G10 με Θήκη Μεταφοράς

€20.97

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένα συμπαγές μαχαίρι, κατασκευασμένο από την εταιρεία MIL-TEC, με μια μεγάλη ισχυρή λεπίδα το οποίο έρχεται με μια θήκη νάιλον η οποία έχει την δυνατότητα ανάρτησης σε ζώνη.

- Μαύρη λεπίδα τύπου tanto
- Μερικώς οδοντωτή λεπίδα
- Εργονομική λαβή με τρύπα στο τέλος της για κορδόνι ανάρτησης
- Βιδωτή λαβή
- Ασφάλιση του μαχαιριού στην θήκη με σφικτήρα
- Η θήκη έχει την ικανότητα να τοποθετηθεί σε ζώνη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Λεπίδα: 3CR13 Steel
- Χειρολαβή και θήκη: Ενισχυμένο πλαστικό με γυάλινες ίνες G10
- Βάση ζώνης: 100% Nylon
- Μήκος λεπίδας: 15 cm
- Συνολικό μήκος: 29,5 cm
- Συνολικό βάρος: 400 g