



## Elite Bags PARAMED'S EVO Σάκος Πλάτης A' Βοηθειών

€213.71

Αγορά



## Περιγραφή

Απαράμιλη ποιότητα και σχεδιασμός από την Elite Bags. Ένα σακίδιο A' Βοηθειών για επαγγελματίες υγείας που βαθμολογείται με άριστα σε όλους τους τομείς (σχεδιασμό, λειτουργικότητα, αντοχή, πρακτικότητα, χωρητικότητα, τιμή).

Είναι ένα σακίδιο ειδικά σχεδιασμένο για τους διασώστες προνοσοκομειακής φροντίδας οι οποίοι έχουν ανάγκη να έχουν οργανωμένο στον εξοπλισμό τους και να μπορούν να μεταφέρουν με ευκολία όλο εκείνο το εξοπλισμό που είναι απαραίτητος σε μια διάσωση έκτακτης ανάγκης σε ορεινές περιοχές και περιοχές με δυσκολία πρόσβασης.

### Χαρακτηριστικά:

- Το κύριο σώμα διαθέτει ανοιχτό μεγάλο χώρο για μάσκες AMBU και άλλο περιεχόμενο με πολλές ταινίες στερέωσης.
- Σύστημα molle γύρω από ολόκληρο το σάκο και εντός αυτού, για την αγκίστρωση άλλων σάκων ή άλλων αντικειμένων συμβατών με το σύστημα.
- Λουριά στο κάτω μέρος της τσάντας για τοποθέτηση sleeping bag ή κάποιου υπόστρωματος. Επίσης υπάρχει αδιάβροχη κάλυψη εσωτερικά. (Το sleeping bag **ΔΕΝ** περιλαμβάνεται)
- Ανακλαστικές αποσπώμενες ταινίες νύχτας / ημέρας.
- Εσωτερική τσέπη για σύστημα ενυδάτωσης με ειδική οπή που περνά ο σωλήνας για πόση όταν ο σάκος είναι φορεμένος στην πλάτη. Διαθέτουμε 2 δοχεία ενυδάτωσης για να συνδυάσετε με το σάκο Paramed's ([Δοχείο ενυδάτωσης 2,5 lt](#) και [Δοχείο ενυδάτωσης 3 lt](#) )
- Πέντε(5) αφαιρούμενα διαφανή διαμερίσματα για αποθήκευση αντικειμένων.
- Molle οπίσθιο Velcro σύστημα για να επιτρέπει τη στερέωση στο εξωτερικό του σάκου συμβατών αντικειμένων.
- Ισοθερμική θήκη αμπούλων με 44 ελαστικές ταινίες για φιαλίδια.

- Ελαστικές ταινίες με διαφορετικές διατομές για την τοποθέτηση του ιατρικού εξοπλισμού.
- Μεγάλο διαμέρισμα εμπρός με επένδυση αφαιρούμενη διαφανή.
- Ιμάντες συμπίεσης - σύσφιξης που κρύβονται σε πλαινή θέση κατ' επιλογή.
- Προσθαφαιρούμενος εσωτερικός σάκος με ισχυρά velcro
- Αδιάβροχος.

Περιλαμβάνει επίσης [δοχείο απόρριψης ιατρικού μολυσματικού υλικού](#), [ψυχρό επίθεμα - παγοκύστη με jel](#)

**Σημείωση:** Το περιεχόμενο των φωτογραφιών δεν περιλαμβάνεται

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- **Διαστάσεις:** 28 x 32 x 52 cm
- **Χωρητικότητα:** 45 L
- **Βαρός:** 3.50 kg
- **Υλικό:** 1000D Polyamide. Πλενόμενο.

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025