



Elite Bags ROBUST'S Σάκος Πλάτης A' Βοηθειών

€181.45

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το σακίδιο πλάτης ROBUST'S, της εταιρείας Elite Bags, προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χάρη στην ημι-άκαμπτη κατασκευή του που εγγυάται πρόσθετη προστασία και προσαρμοστικότητα τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο χρήστη. Επιπλέον, η εσωτερική διάταξη μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να προσφέρει εύκολο εντοπισμό του περιεχομένου.

Χαρακτηριστικά:

- Το μπροστινό διαμέρισμα μπορεί να ανοίξει διάπλατα και περιλαμβάνει ένα αποσπώμενο διαφανές PVC παράθυρο για την εύκολη οπτική αναγνώριση του περιεχομένου του.
- Νέο σύστημα MOLLE τύπου laser cut γύρω από την τσάντα με οπές αποστράγγισης για νερό ή σκόνη.
- Πλαϊνοί ιμάντες συμπίεσης και έξτρα λεπτές τσέπες με φερμουάρ.
- Εργονομικοί ενισχυμένοι ιμάντες πλάτης
- Ρυθμιζόμενοι θωρακικοί ιμάντες με φωσφορούχα κλιπ ταχείας απελευθέρωσης με σφυρίχτρα
- Σύστημα γρήγορης αποδέσμευσης της τσάντας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Αποσπώμενο ιμάντα μέσης για την ασφαλή ρύθμιση του σακιδίου.
- Οπίσθια επένδυση στην πλάτη που εγγυάται την πλήρη άνεση.
- Ιμάντες συμπίεσης στο κάτω μέρος του σακιδίου για προσάρτηση κουβέρτας, υπνόσακου ή χαλιού
- Τσέπη με φερμουάρ στο κάτω μέρος του σάκου για αποθήκευση του αδιάβροχου καλύμματος προστασίας από βροχή.
- Τσέπη προσαρμογής ταυτότητας, αποσπώμενο PVC διακριτικό σήμα με το αστέρι της ζωής
- Ανακλαστικοί ιμάντες υψηλής ευκρίνειας.
- Το κύριο διαμέρισμα χωρίζεται σε δύο τμήματα, καθένα από τα οποία διαθέτει πολλά διαχωριστικά και υποδιαμερίσματα.
- Το μπροστινό διαμέρισμα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή φύλαξη απινιδωτή χάρη στους προσαρμόσιμους ελαστικούς ιμάντες. Περιλαμβάνει επίσης δύο προσαρμόσιμα διαχωριστικά και δύο τσέπες πολλαπλών χρήσεων.
- Μπροστινή τσέπη στο επάνω μέρος του σακιδίου για διαφορετικό υλικό.
- Το άλλο τμήμα είναι πλήρως ρυθμιζόμενο χάρη στα εσωτερικά διαχωριστικά και στους πολλούς ιμάντες και ελαστικές ταινίες.

- Ιμάντες για την ασφαλή τοποθέτηση της φιάλης οξυγόνου (έως 3L) συμπεριλαμβανομένου και του μανόμετρου.
- Θάλαμο πίσω για το σάκο ενυδάτωσης και έξοδο σωλήνα οξυγόνου.
- Ισοθερμικό τσαντάκι για αμπούλες για έως και 46 φιαλίδια.
- Εσωτερικό πτερύγιο με τρεις διχτυωτές τσέπες μεγάλης χωρητικότητας.
- Περιλαμβάνει στην συσκευασία:
 - Κουτάκι απόρριψης μολυσματικού υλικού
 - Επαναχρησιμοποιούμενη παγοκύστη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 28 × 32 × 52 cm
- Χωρητικότητα: 46 lt
- Υλικό: 1000D πολυεστέρας
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος περιεχομένου: 15 kg

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025