



Elite Bags EMERAIR'S Τσαντα A' Βοηθειών

€203.04

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Είναι μια τσαντα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία Advanced Life Support (ALS). Είναι μια τσαντα η οποία ξεδιπλώνει και έχει 3 μέρη, ενώ ανοίγει κατά τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στον διασώστη να έχει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της τσαντας.

Η EMERAIR'S έχει μια ειδική θέση για τοποθέτηση φιάλης οξυγόνου αλλά και για τον συναφή εξοπλισμό. Η χωρητικότητα της είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει όλο τον εξοπλισμό σας, ο οποίος μπορεί να καλύψει διάφορα είδη εκτάκτων αναγκών.

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλα φερμουάρ με ανακλαστές για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα.
- Εσωτερικό διαμέρισμα με 8 ελαστικούς ιμάντες για να στερεώνονται διάφορα υλικά.
- Τρύπα για να μπορεί να περνά ο σωλήνας οξυγόνου ενώ η τσαντα είναι κλειστή.
- Κρυμμένος ιμάντας στερέωσης του συστήματος μεταφοράς τσαντών με ροδάκια **(πρόσθετο)**.
- Ενισχυμένος πάτος για να μην φθείρετε εύκολα η τσαντα.
- Ενισχυμένη πλάτη.
- Μεγάλη διάφανη θήκη.
- 4 αφαιρούμενα τμήματα που διαφοροποιούνται από το χρώμα σύμφωνα με το πρότυπο κωδικοποίησης.
- Θήκη για μάσκα τεχνητής αναπνοής.
- Θήκη με velcro για την φιάλη οξυγόνου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 30 x 56.5 x 23.5 cm
- Χωρητικότητα: 32,96 Lt
- Βάρος: 3.65 kg
- Υλικό: 1000 x 1000D Polyamide. Πλενόμενο.

- Colour: Κόκκινο.
- Μέγιστο προτεινόμενο βάρος περιεχομένου: 25 kg.

Προσοχή: Τα υλικά των φωτογραφιών δεν περιλαμβάνονται μέσα στην τσάντα

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025