



## Elite Bags QUICK ACCESS Τσάντα Α' Βοηθειών (BLS)

€138.71

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Ο σάκος QUICK ACCESS, της εταιρείας Elite Bags, είναι ένας σάκος πλάτης ο οποίος διαθέτει ένα **σύστημα γρήγορης πρόσβασης** στον εξοπλισμό Α' Βοηθειών.

Είναι ένα σακίδιο πρώτης απόκρισης ειδικά σχεδιασμένο για διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό.

Περιλαμβάνει επίσης ένα αποσπώμενο διαμέρισμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσάντα μέσης για τα υλικά πρώτης ανάγκης (εξεταστικά γάντια, μάσκα τεχνητής αναπνοής) και προσωπικά αντικείμενα.

### Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα γρήγορου ανοίγματος.
- Αποτελείται από δύο διαφορετικά μέρη: το κυρίως σακίδιο και από ένα αποσπώμενο τσάντακι μέσης.
- Το σακίδιο μπορεί να κρεμάσει και να ξεδιπλωθεί, επιτρέποντας έτσι την γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενό του και στα εσωτερικά διαμερίσματα.
- Περιέχει τέσσερα διαφορετικά διαμερίσματα χρωματικά κωδικοποιημένα έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να ταξινομήσει το υλικό σύμφωνα με τον διεθνή κωδικό χρώματος.
- Τέσσερις τσέπες διαφορετικών μεγεθών.
- Έξι ελαστικοί ιμάντες πολλαπλών χρήσεων.
- Εργονομική πλάτη για πιο άνετη χρήση.
- Ενισχυμένοι ιμάντες πλάτης.
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης για επείγουσες καταστάσεις.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες μέσης.
- Ανακλαστικές λωρίδες που φωσφορίζουν για αυξημένη ορατότητα.
- Μπροστινές επίπεδες τσέπες γρήγορης πρόσβασης με φερμουάρ που έχουν ανακλαστικές λαβές

- Ελαστικοί ιμάντες στο εσωτερικό σε διάφορα μεγέθη για στερέωση ιατρικού υλικού και εξοπλισμού.
- Περιλαμβάνει στην συσκευασία:
  - δοχείο απόρριψης ιατρικού μολυσματικού υλικού

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα: 18 lt
- Διαστάσεις: 31 × 50 × 12 cm
- Υλικό: 1000D POLYESTER

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025