



Tac Med BIVVY Σύστημα Αντιμετώπισης Υποθερμίας

€26.45

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το ***Emergency Bivvy***, της εταιρείας Tactical Medical Solutions, είναι μια ισοθερμική κουβέρτα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και μπορεί παρέχει καταφύγιο έκτακτης ανάγκης σε ένα μικρό, συμπαγές και σκληρό πακέτο.

Το TacMed Bivvy είναι κατασκευασμένο με ένα επαναστατικό υλικό που είναι αρκετά ανθεκτικό για οποιαδήποτε αποστολή, αλλά αρκετά ελαφρύ και συμπαγές ώστε να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο σε μια τσάντα Α' Βοηθειών, τσάντα έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και σε μια τσέπη. Η εξωτερική επιφάνεια του Bivvy είναι σε απόχρωση άμμου για να παρέχει απόκρυψη στο πεδίο της μάχης, ενώ η εσωτερική επιφάνεια του έχει θερμικά αποτελεσματική θερμο-ανακλαστική επίστρωση.

Υπάρχουν κλεισίματα Velcro προσκολλημένα επάνω της για μέγιστη κατακράτηση θερμότητας από το κεφάλι έως τα δάχτυλα. Το Bivvy μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση ασθενών έκτακτης ανάγκης.

Διαστάσεις: 122 x 213 cm

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025