



TASMANIAN TIGER Medic Pouch Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών

€23.39

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το νέο ***Tasmanian Tiger Tac Pouch Medic*** είναι μια προηγμένη θήκη IFAK με φερμουάρ το οποίο ανοίγει διάπλάτα και με έξυπνο εσωτερικό σχεδιασμό.

Στο εσωτερικό διαθέτει κορδόνι τύπου bungee έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν τα υλικά με την όσο το δυνατό καλύτερα, δακτύλιο D για ανάρτηση υλικών και μεγάλο κυρίως διαμέρισμα για βέλτιστη οργάνωση όλων των κρίσιμων ιατρικών συστατικών.

Το σύστημα MOLLE τύπου Lasercut προσφέρει εύκολη προσαρμογή του με άλλο εξοπλισμό ενώ μια επιφάνεια Velcro – στο μπροστινό μέρος - διευκολύνει την τοποθέτηση διακριτικών σημάτων.

Χαρακτηριστικά:

- Φερμουάρ με σχοινί paracord για ασφαλή άνοιγμα και κλείσιμο ακόμα και με γάντια.
- Κύριο διαμέρισμα με διχτυωτή τσέπη
- Κύριο διαμέρισμα με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης το οποίο είναι κατα μήκος της θήκης για διάπλάτο άνοιγμα.
- Velcro στο μπροστινό μέρος της θήκης για προσαρμογή διακριτικών σημάτων.
- Εσωτερικά μεταβλητά σημεία στερέωσης για αποθήκευση ιατρικού εξοπλισμού.
- Εσωτερικός δακτύλιος τύπου D για ανάρτηση υλικών.
- Κεντημένο διακριτικό σταυρό στο μπροστινό μέρος.
- Μπορεί να φορεθεί απευθείας στη ζώνη είτε οριζόντια είτε κάθετα χάρις τους ιμάντες στο πίσω μέρος.
- Σύστημα MOLLE τύπου laser cut στο μπροστινό μέρος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 16 x 12 x 4 cm

- Βάρος: 145 g
- Υλικό κατασκευής: CORDURA® 700 den

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025