




Mil-Spec Monkey Tactical Θήκη Διασωστικού Ψαλιδιού

~~€10.00~~ €8.00

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Απλός σχεδιασμός με κλείσιμο που ασφαλίζει απόλυτα το διασωστικό ατραυματικό σας ψαλίδι, ακόμη και στις πλέον δύσκολες καταστάσεις όπως το πεδίο μαχών εντός και εκτός πόλεων.

Διαθέτουν ειδικό σύστημα τοποθέτησης σε επιχειρησιακό σάκο ή γιλέκο συμβατό με το σύστημα molle. Στο κάτω μέρος υπάρχει θηλιά από ανθεκτικό κορδόνι.

Κατασκευασμένη από τα ανθεκτικότερα υλικά καθώς η χρήση της είναι κυρίως στρατιωτική.

Τα ψαλίδια στις φωτογραφίες δεν περιλαμβάνονται

Διαστάσεις 5 X 12 cm.