



TASMANIAN TIGER IFAK POUCH VL Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών

€38.71

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τσαντάκι Α' Βοηθειών TASMANIAN TIGER IFAK POUCH VL έχει σύστημα MOLLE το οποίο είναι προσαρμοσμένο με velcro με το υπόλοιπο τσαντάκι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να αποσπαστεί γρήγορα και εύκολα από τον εξοπλισμό που το έχει προσαρμόσει ο χρήστης - ζώνη, γιλέκο μάχης, σάκο πλάτης, κλπ - κάνοντας έτσι την πρόσβαση στα υλικά του ΚΙΤ να γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.

Στο μπροστινό μέρος της θήκης είναι ενσωματωμένοι επιπλέον ιμάντες στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστεί επιπλέον εξοπλισμός που διαθέτει σύστημα molle, όπως θήκες tourniquet, θήκες ψαλιδιού κλπ.

Τέλος, το κυρίως πάνελ - στο οποίο προσαρμόζεται το ιατροτεχνολογικό υλικό - ανοίγει από το πλάι απλά με το τράβηγμα ενός ιμάντα.

Η έκδοση χαμηλής ορατότητας υπερύθρων IR Resistant είναι κατασκευασμένη από CORDURA® και υλικό με επεξεργασία IRR. Τόσο τα ευρωπαϊκά υλικά CORDURA®, όσο και οι σύνδεσμοι, τα velcro και το σύστημα MOLLE είναι σύμφωνα με τα υψηλά γερμανικά πρότυπα Bundeswehr TL 8305-0278 και TL 8305-0281 (IRR 650 - 1250nm / 10 - 42%).

Χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο πάνελ για το περιεχόμενο των Α' Βοηθειών το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί να βγει προς τα πλάγια με το τράβηγμα ενός ιμάντα.
- Velcro Πάνελ με ιμάντες MOLLE στο πίσω μέρος στο οποίο προσαρμόζεται το κυρίως σώμα της θήκης.
- Αυτοκόλλητο Σήμα «IFAK» το οποίο προέρχεται από τα αρχικά Individual First Aid Kit (Ατομικό Κιτ Α' Βοηθειών).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 20 x 14 x 5 cm
- Βάρος: 290 g
- Υλικό κατασκευής: CORDURA® 700 den

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.