



MIL-TEC Μποξεράκι Sports - Χακί - Διάφορα Μεγέθη

€4.84

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Mil-Tec Μποξεράκι Sports - Χακί - Διάφορα Μεγέθη

Μποξεράκι της MIL-TEC σε στενή γραμμή

- Άνετο κόψιμο και στενή γραμμή.
- Φιλικό προς το δέρμα, ελαφρύ, υψηλής ποιότητας ελαστικό.
- Πλένεται εύκολα , στεγνώνει γρήγορα.

92% νάυλον, 8% ελασίνη

Mil-Tec Boxer Shorts Sports - Olive - Various Sizes

MIL-TEC Boxer in close fitting

- Comfortable cut and close fitting.
- Skin friendly, lightweight, high elastic material.
- Easy-care, fast-drying.

92% nylon, 8% elastane