



## TEESAR USA Σχοινί Paracord 550 Αρτάνη

€12.90

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Σχοινί **paracord** (τύπου αλεξίπτωτου) από την TEESAR USA. Το paracord είναι ένα ανθεκτικό σκοινί που έχει **μεγάλη αντοχή**, έως και 249 kg (550 lb) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές και διάφορες καταστάσεις όπως στερέωση μια σκηνής ή ενός μεγάλου πασσάλου, σαν σκοινί για άπλωμα ρούχων, για προσαρμογή του εξοπλισμού σας σε μια τσάντα, σαν κορδόνια παπουτσιού κτλ.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βραχιολιών επιβίωσης, για δημιουργία λαβής μαχαιριών, βελτίωσης λαβής αντικειμένων και φυσικά ως σκοινί διάσωσης σε επείγουσες καταστάσεις. Το Paracord 550 είναι το σκοινί αρτάνη που κατέκτησε τον κόσμο για την μεγάλη ποικιλία χρήσεων

#### Χαρακτηριστικά:

1. 100% νάιλον
2. Μήκος: 15,24 m / 50 ft ή 30,48 / 100 ft
3. Τύπος σκοινιού: paracord 550 type III commercial
4. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ