



ΓΑΝΤΙΑ MECHANIX, The Original

€22.58

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΓΑΝΤΙΑ MECHANIX, The Original, Size S Παρά τους μιμητές του το γάντι Original® παραμένει στην κατηγορία μόνο του. Για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα, φορέθηκε, δοκιμάστηκε και απέδειξε ότι προσφέρει την τέλεια αναλογία μεταξύ ευελιξίας και προστασίας.

Τα Original® διαθέτουν ανθεκτικό συνθετικό δέρμα στην παλάμη και αναπνέον ύφασμα TrekDry® στο πίσω μέρος του χεριού. Αυτός ο συνδυασμός τα καθιστά ως απόλυτο εργαλείο στα χέρια κάθε εργαζόμενου. Ένα νέο κωνικού σχήματος κλείσιμο από θερμοπλαστικό καουτσούκ παρέχει ασφαλή εφαρμογή στον καρπό. Τα Original® είναι τα πιο αναγνωρίσιμα και πιο φορεμένα γάντια από ανθρώπους που διατηρούν μια οργανωμένη εργαλειοθήκη.

Χαρακτηριστικά

1. Αναπνέον ύφασμα πολύ καλής εφαρμογής TrekDry® βοηθά ώστε τα χέρια να παραμένουν δροσερά και άνετα.
2. Κλείσιμο από εύκαμπτο θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR) παρέχει ασφαλή εφαρμογή στον καρπό.
3. Θηλυκή και γάντζος επαγγελματικής ποιότητας
4. Διπλοραφή στον δείκτη βελτιώνει την αντοχή.
5. Ενιαίο συνθετικό δέρμα στην παλάμη προσφέρει εξαιρετική ευελιξία.
6. Πλένονται στο πλυντήριο

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025