



## Τεχνικό Θερμοεσώρουχο Μποξεράκι Medalist (Άσπρο)

**€19.00**

Αγορά

## Περιγραφή

Άριστης ποιότητας και αισθητικής τεχνικό θερμοεσώρουχο - μποξεράκι της MEDALIST. Φοριέται κατάσαρκα. Αντιμικροβιακή - δράση. Δημιουργεί μικροκλίμα, εξατιμίζοντας τον ιδρώτα και την υγρασία άμεσα. Για όλες τις εποχές του χρόνου και όλες τις συνθήκες. Ιδανικό για ορειβάτες, αθλητές, κυνηγούς και ανθρώπους της φύσης ή με έντονη σωματική δραστηριότητα ή με ευκολία εφίδρωσης. Πλένεται στο πλυντήριο. Made in USA.