



MIL-TEC Στεγανοί Σάκοι Εξοπλισμού Στρατιωτικών Προδιαγραφών σε 2 Χρώματα και 3 Μεγέθη

€20.08

[Αγορά](#)



Περιγραφή

100% χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) άριστων στρατιωτικών προδιαγραφών.

Η απόλυτη στεγανποίηση του εξοπλισμού.

- Εξαιρετικά ανθεκτικός και αδιάρρηκτος σάκος
- Αδιάβροχο κλείσιμο roll
- Κούμπωμα με ισχυρά κλιπ άμεσης απελευθέρωσης

3 μεγέθη να επιλέξετε:

- 10 λίτρα
- 30 λίτρα
- 50 λίτρα

Σε 2 αποχρώσεις: **ΧΑΚΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ** ή **ΜΑΥΡΟ**