



MIL-TEC Πολυχρηστικό Τσαντάκι Μέσης

€16.05

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Πρακτικό πολυχρηστικό τσαντάκι ζώνης ΑΡΙΣΤΗΣ ποιότητας και μεγάλης στρατιωτικής αντοχής, με μεγάλες θήκες και κύριο διαμέρισμα με 3 τσέπες με φερμουάρ

- Κύριο διαμέρισμα με ένα μικρό, ενσωματωμένο ελαστικό ιμάντα περιδεδσης αντικειμένων
- Αρθρωτούς βρόχους για τη στερέωση κομματιών του εξοπλισμού σας
- Ευρεία ζώνη στη μέση με γρήγορη απελευθέρωση

Διατίθεται σε 2 χρωματισμούς (μαύρο κ χακί) και 2 μεγέθη (Small και Large)

Μέγεθος	Διαστάσεις
Small	34 x 16 x 8 cm
Large	37 x 20 x 8cm

Χαρακτηριστικά

ΧΡΩΜΑ:

ΧΑΚΙ