



## MIL-TEC Σχοινί Κρέμασης Paracord (Lanyard)

**€4.40**

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Σχοινί κρέμασης/λαιμού γνωστό και ως lanyard, από την εταιρία MIL-TEC, φτιαγμένο από σχοινί αλεξιπτωτιστή (paracord). Ιδανικό για να κρεμάτε τον εξοπλισμό σας. Περιλαμβάνει στην άκρη του karabiner.

- Σχοινί: 100% πολυεστέρας
- Karabiner: 100% αλουμίνιο
- Μήκος: 57 cm
- Συνολικό μήκος σχοινού paracord: 260 cm
- Μεγάλο karabiner
- Ιδανικό για κρέμαση διαφόρων αντικειμένων (κλειδιά, ποτήρι, πυξίδα, κτλ)

### MIL-TEC Paracord Lanyard

- Lanyard: 100% Polyester
- Karabiner: 100% Aluminum
- Lenth: 57 cm
- lanyard with Paracord part
- Paracord part open: 260 cm
- big karabiner
- possibility to hang up several items (bunch of keys, cup, compass, etc.)
- easy take off of lanyard by plug fastener