



## Γάντια Tactical Νιτριλίου Μαύρα (2 Ζευγάρια)

€0.47

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Σε δική μας συσκευασία 2 ζευγαριών (4 τεμάχια), εντός αεροστεγούς σακούλας.

**Ιδανική για χρήση εντός τσέπης ή εντός κιτ Α' Βοηθειών - Επιβίωσης.**

Τα γάντια αυτά χρησιμοποιούνται από τα σώματα ασφαλείας, το μάχιμο προσωπικό καθώς και τους εργαζόμενους σε εταιρείες security, ψησταριές και διανομείς τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια με την είσοδο των λαθρομεταναστών στη χώρα μας, είναι απαραίτητη η ατομική προστασία των σωμάτων ασφαλείας καθώς έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που νοσούν με άγνωστα στην Ελλάδα νοσήματα.

Διατηρούν την αίσθηση της αφής, είναι χωρίς πούδρα και Latex Free και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ιατρικών εξεταστικών γαντιών (EN455 1,2,3 & 4).

Το συνθετικό καουτσούκ από το οποίο κατασκευάζονται έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές αντοχής και ελαστικότητας από ότι το φυσικό καουτσούκ ή ελαστικό.

Μια ειδική επένδυση βελτιώνει τη δυνατότητα συγκράτησης των αντικειμένων ακόμη και εαν αυτά είναι βρεγμένα ή εμποτισμένα με λιπαντική ουσία, ενώ η επένδυση νιτριλίου προσφέρει ικανοποιητική αντοχή σε αυτό το πάχος υλικού.

#### Πιστοποιήσεις:

- EN 374-3 LKG
- EN 374-2 Level 2
- EN 455 1,2,3 & 4