



5.11 Θήκη Α' Βοηθειών 3.6 Med Pouch 56096

€25.40

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Απαραίτητο να το έχετε μαζί σας τόσο για tactical φορείς όσο και για outdoor αποδράσεις ψυχαγωγίας. Η 3.6 Med Kit θήκη από την 5.11 Tactical κρατά ζωτικής σημασίας πρώτων βοηθειών αξεσουάρ σε κοντινή απόσταση ανά πάσα στιγμή. Ένας ιατρικός σταυρός παρέχει γρήγορη ID αναγνώριση σε επείγουσες καταστάσεις. Ένα ενισχυμένο εσωτερικό διατηρεί το περιεχόμενο ασφαλές και σταθερό ενώ η λαβή Hot-Pull επιτρέπει την πρόσβαση με το ένα χέρι. Ο εξωτερικός χώρος διαθέτει ένα γάντζο και ένα βρόχο velcro για ασφαλή αποθήκευση tourniquet, ενώ το εσωτερικό προσφέρει πολλαπλές τσέπες οργανωμένες για κάθε μεγέθους περιεχόμενο Α' Βοηθειών.

- Συμπαγής, ασφαλής, βολική.
- Συμβατή με σύστημα MOLLE / SlickStick.
- Πρώτων βοηθειών εσωτερικές τσέπες.
- Προσβάσιμη με το ένα χέρι
- Ασφαλής αποθήκευση tourniquet.

- Ανθεκτική κατασκευή από νάilon.
- Ενισχυμένο εσωτερικό.
- Ευδιάκριτος ραμμένος σταυρός πρώτων βοηθειών.
- Λαβή Hot-pull για άμεση πρόσβαση.

Χαρακτηριστικά

ΧΡΩΜΑ: ΑΜΜΟΣ ΕΡΗΜΟΥ

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025