



5.11 Med Pouch 6.6 Θήκη Α' Βοηθειών 58715

€28.23

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Κατασκευασμένη για να εφαρμόζει απρόσκοπτα με 5.11® ή άλλων εταιρειών molle system τσάντες, ζώνες και εξαρτήσεις. Η θήκη 5.11 6.6 Medic προσφέρει μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση πρώτων βοηθειών για οποιαδήποτε εφαρμογή ή περιβάλλον.

Ιδανική τόσο για tactical όσο και για πολιτική χρήση, προσφέρει πολλαπλές εσωτερικές τσέπες που κρατούν τα αξεσουάρ έκτακτης ανάγκης σας σε κοινή θέα. Διαθέτει 5.11 SlickStick® και MOLLE συμβατότητα και επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στο tactical kit σας.

Ενας προεξέχων σταυρός πρώτων βοηθειών στο μπροστινό μέρος εξασφαλίζει γρήγορη ταυτοποίηση σε μια κρίσιμη κατάσταση και μια χυτή λαβή φερμουάρ παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση.

Χαρακτηριστικά:

- SlickStick / MOLLE θήκη Πρώτων Βοηθειών.
- Ενσωματώνεται με τσάντες, ζώνες, εξαρτήσεις και αξεσουάρ.
- Εσωτερικές διχτυωτές τσέπες μεγέθους για προϊόντα Πρώτων Βοηθειών.
- Universal σε πλατφόρμες.
- Μορφοποιημένη λαβή για προσβασιμότητα.
- Ανθεκτικό παντός καιρού νάιλον 1000D.
- 6.25 "H x 6.25" M x 4.25 " Π κύριο διαμέρισμα.
- 3 λίτρα συνολικής χωρητικότητας
- Ευδιάκριτος σταυρός πρώτων βοηθειών στο μπροστινό μέρος.
- ΥΚΚ φερμουάρ.

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025