



Tactical Medical Solutions Θήκη Tourniquet

~~€18.47~~ €15.70

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Θήκη Tourniquet κλειστού τύπου, της εταιρείας Tactical Medical Solutions USA, των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών σε θέματα αντοχής και ευχρηστίας.

Χαρακτηριστικά:

- Με ιμάντα MOLLE για προσαρμογή με συμβατό εξοπλισμό του χρήστη (γιλέκο μάχης, τσάντες πλάτης, τσαντάκια μέσης, ζώνη παντελονιού, κ.α.)
- Κατασκευασμένη στις Ηνωμένες Πολιτίες Αμερικής

Συνδυάστε την με τα [tourniquet SOF](#) της ίδιας εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο tourniquet.