



MIL-TEC Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών (IFAK)

€14.52

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένα τσαντάκι ατομικού κιτ Α' Βοηθειών (IFAK=Individual First Aid Kit), από την εταιρεία MIL-TEC. Ιδανικό για να χωρέσει όλα εκείνα τα υλικά που προβλέπονται από τον οργανισμό τακτικής φροντίδας (TCCC).

Χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να ανοίξει με μια γρήγορη κίνηση.
- Η λαβή για το άνοιγμα είναι σε έντονο κόκκινο χρώμα για γρήγορο εντοπισμό της.
- Το εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με διάφορους ελαστικούς ιμάντες για στερέωση των υλικών.
- Διαθέσιμος χώρος για όλα τα απαραίτητα υλικά όπως γάζες, επιδέσμους, θωρακικές σφραγίδες κλπ.
- Επιπλέον ασφάλεια στο κλείσιμο με ιμάντα Velcro.
- Στο μπροστινό μέρος υπάρχει σύστημα molle τύπου laser cut το οποίο ταυτόχρονα είναι και velcro για προσαρμογή διακριτικών σημάτων.
- Στο πίσω μέρος το τσαντάκι περιέχει σύστημα molle για προσαρμογή σε ζώνη, τσάντα πλάτης ή άλλο εξοπλισμό. Το σύστημα molle αυτό είναι προσαρμοσμένο πάνω στο τσαντάκι με Velcro έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να το αποσπάσει ανα πάσα στιγμή (βλέπε φώτο)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 100% Polyester, Polyurethane coated
- Διαστάσεις: 16 x 7 x 21,5 cm
- Βάρος: ca. 250 g