



ΓΑΝΤΙΑ MECHANIX, The Original, Wolf Grey

€22.58

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τα γάντια Original® έφεραν την επανάσταση στον τομέα της προστασίας των χεριών με τον ευέλικτο σχεδιασμό τους και από τότε υπηρετούν πιστά τους χρήστες τους. Ανθεκτικές μικρο-ίνες αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του γαντιού και το αναπνέον υλικό TrekDry® στο πίσω μέρος του χεριού, δημιουργούν εξαιρετική εφαρμογή με πολύ καλή ευελιξία.

Τα γάντια μπορούν αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σακίδιο ή να κρεμαστούν από τη νάιλον θηλιά που βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από κάθε καρπό. Τα Original® παρέχουν απaráμιλλη εφαρμογή, αίσθηση και λειτουργικότητα ώστε να μπορεί ο χρήστης επικεντρωθεί σε ό,τι βρίσκεται μπροστά του.

Χαρακτηριστικά:

1. Υλικά TrekDry® που διατηρούν τη μορφή τους βοηθούν ώστε τα χέρια να διατηρούνται δροσερά και άνετα.
2. Το κλείσιμο με θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR) και το θηλύκι βοηθούν στη σωστή τοποθέτηση τους.
3. Κομμάτια ενίσχυσης σε περιοχές υψηλής φθοράς, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των γαντιών.
4. Η ενιαία παλάμη βελτιώνει την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα.
5. Το θηλύκι με την πρόσθετη προστασία / ενίσχυση βοηθά στην τοποθέτηση των γαντιών καθώς και στην αποθήκευσή τους.

Χαρακτηριστικά