



## Merlin Medical BVM Κλιβανιζόμενος Ασκός Σιλικόνης Τεχνητής Αναπνοής

~~€79.84~~ €63.87

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Ο κλιβανιζόμενος ασκός τεχνητής αναπνοής, της εταιρείας Merlin Medical, είναι το απόλυτο εργαλείο για ανάνηψη ενός ασθενή.

Ο ασκός είναι 100% χωρίς λάτεξ (latex free) και μπορεί να κλιβανίζεται σε θερμοκρασίες μέχρι και 125°. Διάφανη και ανθεκτική σιλικόνη επιτρέπει στον διασώστη να έχει πλήρη ορατότητα πριν και κατά την διάρκεια της χρήσης.

Το παιδικό και στο βρεφικό μέγεθος έχουν μια βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα υπερέκτασης των πνευμόνων. Η βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης μπορεί να κλειδωθεί εάν είναι απαραίτητο.

#### Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη στον καθαρισμό κατασκευή από **σιλικόνη** (χωρίς λάτεξ).
- Βαλβίδα ασθενούς μονής κατευθύνσεως.
- Εύκολη να αποσυναρμολογηθεί / επανασυναρμολογηθεί, να καθαριστεί και να αποστειρωθεί.
- Ανατομικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται με το περίγραμμα του προσώπου.
- 360° βαλβίδα ασθενή που μπορεί να ρυθμιστεί για δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα.
- Θήκη για εύκολη αποθήκευση.
- Εύκολη στη χρήση σε κλειστές και περίπλοκες θέσεις.
- Επαναχρησιμοποιήσιμη και μπορεί να μπει σε συσκευή αποστείρωσης έως 125 ° C.
- Ο ασκός είναι κατασκευασμένος από καθαρή, διάφανη και ανθεκτική σιλικόνη, με τραχεία υφή.
- Προαιρετική pop-off βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή ενήλικων.
- Εξοπλισμένο με γραμμή μετάδοσης κίνησης του οξυγόνου και ενσωματωμένη βαλβίδα, μάσκα, δεξαμενή οξυγόνου και τσάντα που φέρει κορδόνι περισφιξης.
- Ακολουθεί τα πρότυπα ASTM-F920-93, CE και ISO8382.

#### Χωρητικότητα Ασκού:

- Ενηλίκων: 1600ml
- Παιδικό: 500ml
- Βρεφικό: 240ml

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025