



## Elite Bags QUICKAID'S Τσαντάκι Μηρού Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών (IFAK)

€48.31

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το τσαντάκι QUICKAID'S, της εταιρείας Elite Bags, είναι ιδανικό για τους Paramedic's, τους διασώστες, το προνοσοκομειακό προσωπικό.

Το μεγάλο του μέγεθος και η σωστή ταξινόμηση του εξοπλισμού επιτρέπουν την μεταφορά και την οργάνωση των ιατρικών ειδών για την φροντίδα οποιουδήποτε τραύματος. Η διπλή ιδιότητα που έχει να δένεται είτε στο πόδι είτε στην ζώνη κάνει αυτό το τσαντάκι εύκολο στην μεταφορά του καθώς η θέση τοποθέτησης του μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Οι αντιολισθητικοί ιμάντες του σταματούν το τσαντάκι από το να κουνιέται άσκοπα.

### Χαρακτηριστικά:

- Ιμάντας ζώνης
- Molle πάνελ το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί και να προσαρμοστεί σε άλλη τσάντα ή άλλο μέρος του εξοπλισμού του χρήστη
- Πλαϊνοί ιμάντες για στερέωση αντικειμένων (πχ φακός, γάντια κλπ)
- Αντανακλαστικές λωρίδες ημέρας και νύχτας (MONO στο κόκκινο χρώμα)
- Σήμα PVC σταυρός στο μαύρο και στο χρώμα της ερήμου και σήμα PVC διασώστη (άστρο της ζωής) στο κόκκινο
- Velcro θηλυκό στο μπροστιμο τμήμα για τοποθέτηση πρόσθετων διακριτικών σημάτων
- Φωσφορούχο κορδόνι στα φερμουάρ για εύκολο εντοπισμό (MONO στο κόκκινο χρώμα)
- Κόκκινος ιμάντας Velcro στη κυρίως χειρολαβή για γρήγορο εντοπισμό
- Φερμουάρ διπλής κατευθύνσεως
- Πλαϊνά πάνελ με ελαστικές τσέπες (για ινσουλίνες, αεραγωγούς guedel, κλπ)
- Κεντρική θήκη με προσαρμόσιμο σύστημα ανοίγματος με ελαστικό ιμάντα
- Στο κεντρικό τοίχωμα της τσάντας υπάρχουν ελαστικοί ιμάντες στους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν επίδεσμοι, φυσιολογικοί οροί κλπ (βλέπε φωτο)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 20 x 21 x 10 cm
- Χωρητικότητα: 4.2 L
- Υλικό: 1000D Polyamida.
- Χρώμα: Κόκκινο, Μαύρο, Άμμου

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025