



MIL-TEC Στόπερ Κορδονιού "SKULL" - 10 τεμάχια

€3.15

Αγορά



Περιγραφή

MIL-TEC Στόπερ Κορδονιού "SKULL" - 10 τεμάχια

Στόπερ κορδονιού, από την εταιρεία MIL-TEC, οι οποίοι έρχονται σε πακέτο των 10 τεμαχίων. Ιδανική για να σταματάει και να σφίγγει ο χρήστης διάφορα κορδόνια, όπως παπουτσιού, τσάντας ή παντελονιού. Χρησιμοποιείται επίσης ως διακοσμητικό προϊόντων paracord ή ως τελείωμα.

Χαρακτηριστικά:

- Σετ με 10 στοπερ κορδονιού
- Χωρίς μεταλλικό ελατήριο
- Σε σχήμα κρανίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 100% Πολυμορφαιδεύδη
- Βάρος: 1 g / τεμάχιο
- Διαστάσεις: 2,3 x 1,2 x 0,9 cm