



MIL-TEC Σφικκτήρας Κορδονιού "PINEAPPLE" - 10 τεμάχια

€3.79

[Αγορά](#)

Περιγραφή

MIL-TEC Σφικκτήρας Κορδονιού "PINEAPPLE"

Σφικκτήρας κορδονιού, από την εταιρεία MIL-TEC, οι οποίοι έρχονται σε πακέτο των 10 τεμαχίων. Ιδανικός για να σταματάει και να σφίγγει ο χρήστης διάφορα κορδόνια, όπως παπουτσιού, τσάντας ή παντελονιού. Χρησιμοποιείται επίσης και σε ragscord προϊόντα ως διακοσμητικό στοιχείο ή τελείωμα.

Χαρακτηριστικά:

- Σετ με 10 σφικκτήρες κορδονιού
- Με μεταλλικό ελατήριο
- Σε σχήμα χειροβομβίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 100% Πολυμορφαλδεύδη
- Βάρος: 3 g / τεμάχιο
- Διαστάσεις: 3 x 2,2 x 1,8 cm