



MIL-TEC Βαμβακερή Στρατιωτική Τσάντα σε 2 Χρώματα

€15.24

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μεγάλη τσάντα από 100% βαμβάκι. Ιδανική για μεταφορά εξοπλισμού καθώς και για είδη Α' Βοηθειών.

Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 47 x 23 x 15 cm
- Όγκος: 17 λίτρα
- Υλικό: 100% βαμβάκι

Σε 2 χρώματα να επιλέξετε: **ΧΑΚΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ** και **ΜΑΥΡΗ**

Χαρακτηριστικά

ΧΡΩΜΑ: ΧΑΚΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ