



Σάκος Πλάτης Μεταφοράς Εξοπλισμού - 25 Lt

€44.27

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Αυτός ο σάκος πλάτης είναι ιδανικός για μεταφορά του εξοπλισμού οποιουδήποτε στρατιωτικού και όχι μόνο.

Ο σάκος διαθέτει δυο **μεγάλα κυρίως διαμερίσματα** το ένα εκ των οποίων φέρει δυο χωρίσματα, με το ένα να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε **να δέχεται υδροδοχείο και με ειδική τρύπα για να βγαίνει ο σωλήνας πόσης**. Το δεύτερο κυρίως διαμέρισμα διαθέτει διαφόρων ειδών τσέπες (με φερμουάρ, χωρίς φερμουάρ, δικτυωτές, κρίκο τύπου D)

Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν δυο μικρότερα διαμερίσματα (το ένα μπροστά από το άλλο) τα οποία κλείνουν με φερμουάρ. Το ένα διαμέρισμα (το μεγαλύτερο εκ των δυο) διαθέτει στο εσωτερικό του διάφορες τσέπες (για τραπεζικές κάρτες, για στυλό, για tablet,

για τετράδια) ενώ το δεύτερο περιέχει έναν ενιαίο χώρο και στην εξωτερική του πλευρά έχει σύστημα molle για προσαρμογή επιπλέον εξοπλισμού.

Στα πλαϊνά διαθέτει ιμάντες σύσφιξης δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να τους σφίξει έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος της τσάντας.

Η πλάτη της τσάντας όπως και οι ιμάντες ώμου είναι ανατομικοί και ενισχυμένοι έτσι ώστε να μην «κόβουν» τον χρήστη όταν έχει την τσάντα στην πλάτη. Οι ιμάντες πλάτης διαθέτουν πάνω τους σύστημα molle και κρίκους τύπου D για προσαρμογή. Διαθέτει ιμάντες με κρίκο ταχείας απελευθέρωσης στο στήθος έτσι ώστε να παραμένει σταθερή η τσάντα κατά την διάρκεια της κίνησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 1145 g
- Υλικό κατασκευής: 600D polyester
- Χωρητικότητα: 25 lt
- Ύψος: 470 mm
- Μήκος: 310 mm
- Πλάτος: 200 mm

Χαρακτηριστικά

ΧΡΩΜΑ: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ MULTICAMO

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025