



MIL-TEC Θήκη Tourniquet ή Ασυρμάτου με Κλίπ Ταχείας Απελευθέρωσης

€6.61

Αγορά



Περιγραφή

Με αυτήν τη θήκη ασυρμάτου, της εταιρίας MIL-TEC, ο ασύρματος σας είναι γρήγορα προσβάσιμος και εύκολα χειρίσιμος. Το 4 cm πάχους διαμέρισμα μπορεί να προσαρμοστεί στο μέγεθος του ασυρμάτου σας με τους ελαστικούς ιμάντες και τα σκοινιά.

Η θήκη μπορεί να προσαρμοστεί παντού χάρις το 10cm molle το οποίο ασφαλίζει με 2 μεταλλικά κουμπιά ή το μεγάλο velcro το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε εξοπλισμό διαθέτει θυλικό panel velcro.

Έρχεται με 2 ξεχωριστές επιλογές προσαρμογής στο πίσω μέρος. Είτε με σύστημα molle, είτε με αρσενικό velcro.

Χαρακτηριστικά:

- Εύκαμπτη θήκη ασυρμάτου.
- Ταιριάζει με διαφορετικά μεγέθη ασυρμάτων λόγω των ελαστικών πλευρικών τοιχωμάτων.
- Ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας, τύπου καλώδιο bungee, με πόρπη και εξολκέα για την ασφάλιση του ασυρμάτου.
- Γρήγορη πρόσβαση στον ασύρματο χάρις το κλίπ ταχείας απελευθέρωσης.
- Σύστημα molle ή σύστημα velcro στο πίσω μέρος τη θήκης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως θήκη tourniquet (Δέχεται και το SOFT-T & το C-A-T tourniquets)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 100% Polyester (Oxford)
- Κορδόνι: Polyethylene
- Διαστάσεις: 6,8 x 3 x 15,3 cm