



TASMANIAN TIGER Medic Assault Pack S MKII Σακίδιο Α' Βοηθειών

€116.94

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ο **MEDIC ASSAULT PACK S MKII** είναι ένας επίπεδος σάκος πλάτης Α' Βοηθειών με έξυπνο, και ξεκάθαρο εσωτερικό, από την εταιρεία Tasmanian Tiger. Το **σύστημα molle** στο μπροστινό εξωτερικό μέρος και στα πλάγια του σάκου είναι τύπου laser cut. Οι ελαφριοί ιμάντες ώμου είναι αποσπώμενοι και μπορούν να «κρυφτούν» μέσα σε μια τσέπη – στο πίσω μέρος της τσάντας - με κλείσιμο Velcro ενώ τον συνοδεύουν ρέλια τα οποία χρησιμεύουν για να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιο γιλέκο μάχης ή κάποιο πάνελ προσαρμογής εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενοι ιμάντες ώμου
- Εσωτερικά σημεία μεταβλητής στερέωσης για την αποθήκευση ιατρικού εξοπλισμού
- Θήκη ψαλιδιού στο εξωτερικό μέρος της τσάντας για γρήγορη πρόσβαση
- Δύο αποσπώμενα πάνελ με ρυθμιζόμενους ελαστικούς ιμάντες τύπου καλώδιο
- Σύστημα MOLLE τύπου laser cut
- Αποσπώμενο εσωτερικό τσαντάκι με διάφανο τοίχωμα για γρήγορη αναγνώριση των υλικών στο εσωτερικό του
- Έρχεται με ιμάντες προσαρμογής για άμεση σύνδεση με γιλέκα μάχης ή αλεξίσφαιρα γιλέκα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 34 x 22 x 9 cm
- Βάρος άδειο (γεμάτο): 730 g (1,15 kg)
- Μέγιστη χωρητικότητα: 6 lt

- Υλικό κατασκευής: CORDURA® 700 den

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025