



MIL-TEC Αναδιπλούμενος Σάκος Πλάτης Assault 15 Λίτρων

€16.94

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένας συμπαγής σάκος πλάτης, από την εταιρεία MIL-TEC, ο οποίος έχει την δυνατότητα να διπλώσει και να γίνει μικρός σε μέγεθος. Διπλώνει και μπαίνει στο μπροστινό διαμέρισμα του σάκου.

Χαρακτηριστικά:

- Αναδιπλούμενο ελαφρύ σακίδιο πλάτης σε μικρό μέγεθος συσκευασίας
- Το μπροστινό διαμέρισμα του είναι ταυτόχρονα και η θήκη συσκευασίας του
- Το σακίδιο πλάτης μπορεί να αποθηκευτεί γρήγορα και εύκολα στην μπροστινή θήκη
- Η θήκη συσκευασίας του σάκου περιέχει σύστημα molle και κρίκο D-ring στο πίσω μέρος
- Η μπροστινή θήκη περιλαμβάνει μια επιφάνεια Velcro για προσαρμογή σημάτων και διακριτικών (περιλαμβάνει ένα διακριτικό σήμα της Mil-Tec)
- Το κυρίως διαμέρισμα αλλά και η μπροστινή θήκη περιλαμβάνουν φερμουάρ 2 κατευθύνσεων.
- Χειρολαβή μεταφοράς
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης
- Σύστημα molle στο μπροστινό μέρος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας, επικαλυμμένη με πολυουρεθάνη
- Διαστάσεις τσάντας: 37 x 22 x 38 εκ
- Μέγεθος όταν είναι συσκευασμένη: 20 x 6,5 x 15 εκ
- Όγκος: 15 λίτρα
- Βάρος: 320 g

Χαρακτηριστικά