



TASMANIAN TIGER Head Rest IFAK Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών για το Προσκέφαλο Αυτοκινήτου

€33.87

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τσαντάκι Α' Βοηθειών με σύστημα γρήγορης πρόσβασης. Το **HEAD REST IFAK**, της εταιρείας Tasmanian Tiger, είναι ιδανικό για την τοποθέτηση στο πίσω μέρος της κεφαλής του καθίσματος του αυτοκινήτου στο κάθισμα του οδηγού ή στο κάθισμα του συνοδηγού. Διαθέτει ένα πάνελ με ατομικά διαμορφωμένους βρόχους το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί χάρις τη λαβή από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά.

Χαρακτηριστικά:

- Ανοίγει διάπλατα με το σύστημα κλείσιματος με Velcro που διαθέτει
- Αυτοκόλλητο Σήμα «IFAK» το οποίο προέρχεται από τα αρχικά Individual First Aid Kit (Ατομικό Κιτ Α' Βοηθειών)
- Αποσπώμενο πάνελ με περιεχόμενο Α' Βοηθειών το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί και από τις δυο πλευρές του ανοίγματος. Το υπόλοιπο σύστημα συγκράτησης του αποσπώμενου πάνελ, παραμένει στο προσκέφαλο του καθίσματος διατηρώντας τις ρυθμίσεις τοποθέτησης. Έτσι δεν έχουμε παρά να βάλουμε το αποσπώμενο τμήμα με το περιεχόμενο του γρήγορα και εύκολα στην θέση του.
- Προσαρμοζόμενο σύστημα στερέωσης για τα προσκέφαλα των καθισμάτων αυτοκινήτου
- Κατάλληλο για προσκέφαλα με κατακόρυφη περιφέρεια περίπου. 53 έως 63 cm
- Συμπεριλαμβάνει προσαρμογέα velcro για χρήση σε μεγαλύτερα προσκέφαλα κεφαλής

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 19 x 14 x 5 cm
- Βάρος: 245 g
- Υλικό κατασκευής: CORDURA® 700 den

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025