



## TASMANIAN TIGER Θήκη Tourniquet II

€11.61

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Θήκη tourniquet, της εταιρείας Tasmanian Tiger. Είναι κατάλληλη για τα περισσότερα tourniquet όπως SOFTT, C-A-T, κλπ και τα κρατά καλά ασφαλισμένα στη θέση τους με velcro.

Είναι επίσης κατάλληλη για άλλο εξοπλισμό παρόμοιων διαστάσεων.

### Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη τοποθέτηση με σύστημα Molle.
- Διαστάσεις: 12 x 7 x 2,5 εκ.
- Βάρος: 45 g
- Υλικό κατασκευής: Cordura 700 Den