



Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο - Ενηλίκων

€9.56

Αγορά

Περιγραφή

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο ενηλίκων, που προσφέρει τη δυνατότητα πληθώρας ρυθμίσεων. Διαθέτει ειδικούς ρυθμιστές που καθιστούν την τοποθέτησή του εύκολη και γρήγορη. Προσφέρει επίσης 4 ακόμα σταθερές προκαθορισμένες ρυθμίσεις ειδικές για ενήλικα (κοντό, κανονικό, ψηλό και no neck)

Το αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παρέχει απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα και η κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση του ακόμα και σε περιβάλλον αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου.

Στο κέντρο του κολάρου υπάρχει ειδική τρύπα για άμεση οπτική επαφή με την τραχεία.