



Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο - Παιδιατρικό

€9.56

Αγορά

Περιγραφή

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό, που προσφέρει τη δυνατότητα πληθώρας ρυθμίσεων. Διαθέτει ειδικούς ρυθμιστές που καθιστούν την τοποθέτησή του εύκολη και γρήγορη. Προσφέρει επίσης 3 ακόμα σταθερές προκαθορισμένες ρυθμίσεις ειδικές για παιδί (pedi, midi και mini).

Το αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό παρέχει απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα και η κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση του ακόμα και σε περιβάλλον αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου.

Στο κέντρο του κολάρου υπάρχει ειδική τρύπα για άμεση οπτική επαφή με την τραχεία.