



Elite Bags Θήκη για Παλμικά Οξύμετρα Δαχτύλου Κόκκινη

€6.37

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η Elite Bags θήκη για παλμικά οξύμετρα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό tarpaulin υλικό, το οποίο την καθιστά αρκετά ανθεκτική και πολύ εύκολη στο καθάρισμα απλά με ένα αντσηπτικό μαντιλάκι. Είναι ιδανική για όλους τους τύπους παλμικών οξυμέτρων.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ανθεκτικό σκληρό ύφασμα με απαλή εσωτερική επένδυση για να μη σκαλώνει ή γρατζουνιέται το παλμικό οξύμετρο.
- Διαθέτει κλιπ ζώνης αλλά και ανθεκτικό πλαστικό δαχτυλίδι για να κρεμιέται όπου αλλού είναι επιθυμητό.
- Σε έντονο **κόκκινο** χρώμα
- Διαστάσεις 8 X 5 X 8

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025