



Elite Bags Θήκη για Παλμικά Οξύμετρα Δαχτύλου Μαύρη

€6.05

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η Elite Bags θήκη για παλμικά οξύμετρα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό, το οποίο την καθιστά αρκετά ανθεκτική και πολύ εύκολη στο καθάρισμα. Είναι ιδανική για όλους τους τύπους παλμικών οξυμέτρων.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ανθεκτικό σκληρό ύφασμα με απαλή εσωτερική επένδυση για να μη σκαλώνει ή γρατζουνιέται το παλμικό οξύμετρο.
- Διαθέτει ιμάντα ζώνης αλλά και ανθεκτικό πλαστικό δαχτυλίδι για να κρεμιέται όπου αλλού είναι επιθυμητό.
- Διαστάσεις 8 X 5 X 6

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025