

ΤyTek ΤΡΑΚ 10ga Βελόνα Αποσυμπίεσης Πνευμοθώρακα Αποστειρωμένη



€21.65

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η βελόνα ΤΡΑΚ 10ga αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα της εταιρείας TyTek έχει μήκος 3,25 inches. Επειδή δεν μπορείτε να βασίζεστε σε απλούς καθετήρες για να αποσυμπίεσετε όσο βαθιά χρειάζεται έναν θώρακα, η βελόνα πνευμοθώρακος “ΤΡΑΚ” είναι μια συμπαγής, αξιόπιστη λύση για τη θεραπεία μιας αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα.

Η θήκη που βρίσκεται μέσα η βελόνα ΤΡΑΚ 10ga εξασφαλίζει ότι η βελόνα και ο καθετήρας είναι ασφαλής για κάθε χρήση ανά πάσα στιγμή, ενώ το σχήμα του «κεφαλιού» της βελόνας δείχνει το σημείο που έχει τοποθετηθεί κατά την προνοσοκομειακή περίθαλψη. Η βελόνα “ΤΡΑΚ” έρχεται μέσα σε μια ανθεκτική θήκη με εξάγωνο καπάκι, το οποίο είναι πολύ εύκολο στο άνοιγμα του.

- Διαστάσεις: 10 gauge x 3.25” (8.25 cm)
- Ισχυρή, αξιόπιστη βελόνα πνευμοθώρακα η οποία επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση καθετήρα για συνεχή ανακούφιση κατά τη διάρκεια θωρακοστομίας.
- Ανθεκτικός σωλήνας, με εξάγωνο, εύκολο στον άνοιγμα καπάκι.
- Βολικό και συμπαγές μέγεθος έτσι ώστε να χωρά σε όλα τα κιτ Α' βοηθειών.
- Ιδανική για σκάσιμο φουσκάλων, παροχέτευση, κλπ
- Αποστειρωμένη
- Προστατευμένη από ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα για να μπορεί να συνοδεύσει οποιοδήποτε κιτ Α' Βοηθειών χωρίς τον κίνδυνο να τρυπήσει άλλο περιεχόμενο ή την τσάντα.
- NSN No: 6515-01-673-1701
- CE 0120

Προϊόν	Μέγεθος βελόνας (mm)
TyTek ΤΡΑΚ 10ga	3.404 ± 0.025
TyTek ΤΡΑΚ 14ga	2.108 ± 0.025

Χαρακτηριστικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1828994400.00

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025