



Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπερύθρων FI01

€20.08

Αγορά



Περιγραφή

Ψηφιακό Θερμόμετρο Υπερύθρων FI01 με εργονομικό σχεδιασμό. Είναι ιδανικό για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος, του περιβάλλοντος αλλά και των αντικειμένων χωρίς επαφή.

Το ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων FI01 είναι ιδανικό για τη μέτρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας χάρη τη φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μπορούν να διαβάσουν ακόμη και άτομα μεγάλης ηλικίας διότι διαθέτει μεγάλα ψηφία υψηλής ευκρίνειας.

Η μέτρηση μπορεί να γίνει γρήγορα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Χαρακτηριστικά:

- Πολλαπλών χρήσεων: όχι μόνο θερμοκρασία σώματος, αλλά και μετρά θερμοκρασίες επιφανειών και αντικειμένων όπως γάλα, τροφές, νερό για μπάνιο κλπ.
- Εύρος μετρήσεων:
 - Ανθρώπινο σώμα: 32 °C - 42.9 °C
 - Αντικείμενα: 0°C - 100°C
- Γρήγορο και με ακρίβεια: Μέτρηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα
- Αποθηκεύει 32 μετρήσεις
- Η οθόνη αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία μέτρησης
 - Πράσινο: 34-37.3°C/ 93.2-99.1°F(Φυσιολογική θερμοκρασία)
 - Κίτρινο: 37.4-38.0°C/ 99.3-100.4°F(Ελάχιστος πυρετός)
 - Κόκκινο: 38.1-39.1°C/ 100.6-109.2°F(Πυρετός)
- Απόσταση μέτρησης: 3-5cm

- Τροφοδοσία: DC 3V 2 X AA Batteries (Περιλαμβάνονται)
 - Διαστάσεις: Περίπου 150*95*44mm
 - Βάρος: Περίπου 150g
-

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025