



MIL-TEC Διασωστικό Μαχαίρι "RESCUE" - ΚΟΚΚΙΝΟ

€8.06

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Διασωστικό μαχαίρι από την εταιρία MIL-TEC. Ιδανικό για το **παραϊατρικό προσωπικό** καθώς στην χειρολαβή του έχει το αντίστοιχο σήμα. Στο πίσω μέρος διαθέτη κλιπ ζώνης έτσι ώστε να το κρεμάτε στο ιδανικό σημείο για εσάς για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Διαθέτει **κόφτη ζώνης ασφαλείας** και **θραύστη κρυστάλλων** στην άκρη της χειρολαβής για τις πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικά:

- Λεπίδα: 100% ανοξείδωτο ατσάλι
- Χειρολαβή: 100% αλουμίνιο
- Μήκος λεπίδας: 8,5 cm
- Συνολικό μήκος: 20 cm

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025