



SEL-Litter Φορείο - Σεντόνι Μεταφοράς Ασθενούς + Θήκη μεταφοράς MOLLE

€101.61

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το SEL-Litter Φορείο - Σεντόνι Μεταφοράς Ασθενούς είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές φορείο για εκκένωση τραυματιών από διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι εξοπλισμένο με μια θήκη μεταφοράς καθώς και ένα λουράκι στερέωσης, έτσι ώστε το θύμα να μπορεί εύκολα και γρήγορα να μεταφερθεί. Το SEL έχει 8 χειρολαβές.

Λόγω της **θήκης διαστάσεων 30 X 22 cm που το συνοδεύει** το SEL-Litter μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα διότι η θήκη διαθέτει ιμάντες MOLLE, στο γιλέκο μάχης ή σε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

- Βάρος 400 g
- Μέγιστο βάρος φορτίου: 159 kg
- Διαστάσεις Ανοιχτό: 180 x 70 cm
- Διαστάσεις στην θήκη: 30 x 22 cm