



## Lifeguard MILITARY Σανίδα Ακίνητοποίησης

€308.85

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Η Σανίδα Ακίνητοποίησης Lifeguard MILITARY είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο χωρίς συνδέσμους ή ραφές, που αυτόματα το κάνει απόλυτα στεγανό.

Η Σανίδα Ακίνητοποίησης Lifeguard MILITARY περιλαμβάνει 16 μεγάλες χειρολαβές γύρω από την περιφέρεια του φορείου για να διευκολύνεται η μεταφορά του ασθενούς. Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη για να προσφέρει άνεση ενώ το άκρο από την πλευρά των ποδιών είναι ελαφρώς γωνιακό για ευκολότερη διάσωση του ασθενούς.

Η Σανίδα Ακίνητοποίησης Lifeguard MILITARY συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 1865-1 και είναι κατάλληλο για διάσωση σε υγρό στοιχείο. Τέλος, είναι 100% ακτινοδιαπερατό.

### Χαρακτηριστικά:

- Μήκος: 1830 mm
- Πλάτος: 406 mm
- Ύψος: 55 mm
- Βάρος: 8.8 kg
- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200 kg
- Πλευστότητα κατά τη διάσωση στο νερό: φορτίο έως 135 kg
- Χρώμα σανίδας: ΧΑΚΙ

*\* Προσοχή τα περιεχόμενα της δεύτερης φωτογραφίας δε συμπεριλαμβάνονται. Είναι ενδεικτικά για σκοπούς παρουσίασης του προϊόντος*