



Σάκος Μεταφοράς Νεκρών

€19.35

Αγορά



Περιγραφή

- Ιδανικός για ασφαλή μεταφορά πτώματος.
- Ελαφρύς και ανθεκτικός στην κατασκευή του με μεγάλη αντοχή σε σκίσιμο, τρύπημα και διαρροή.
- Το κύριο σώμα είναι κατασκευασμένος από νάιλον μαύρο ύφασμα και εσωτερική διάφανη αδιάβροχη PVC επένδυση θερμοκολλημένη, ώστε να αποτρέπει τη διαρροή των σωματικών υγρών προς τα έξω.
- Φερμουάρ σε όλο το μήκος του σάκου.
- Φέρει χειρολαβές για την εύκολη μεταφορά του.
- Διάφανη θήκη ώστε να τοποθετούνται τα στοιχεία του νεκρού, στο πάνω δεξιά μέρος του.
- Χρώματος μαύρου.
- 100% χωρίς διαρροές.
- Μέγιστο φορτίο μεταφοράς 150 kg.

Διαστάσεις: 90cm x 220cm

Βάρος: 0,750 Kg (+-50gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ασφαλή μεταφορά ο σάκος θα πρέπει να σηκώνεται ταυτόχρονα από όλα τα χερούλια.