



Lifeguard Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής - Μαύρο

€113.27

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Ιδανικό για ακινητοποίηση κεφαλής. Το σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής Lifeguard είναι universal και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε **σανίδα ακινητοποίησης, φορείο scoop** ή **φορείο τύπου Combi Carrier**. Είναι πλήρως πλενόμενο και διαθέτει τις στάνταρ μπλοκ συγκράτησης ιμάντων.

Οι ιμάντες συγκράτησης του συστήματος ακινητοποίησης κεφαλής είναι κατασκευασμένοι από μαλακό αφρώδες υλικό και ασφαλίζουν με velcro.

Τα αυτιά του θύματος παραμένουν ελεύθερα.

Είναι ακτινοδιαπερατό και έτσι μπορεί να εισαχθεί σε ακτινολογικό μηχάνημα τοποθετημένο στο θύμα.

Πιστοποίηση CE.