



Lifeguard TCP-Bag Θήκη Tourniquet - Μαχαιριού - Φακού

~~€9.19~~ €7.35

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η θήκη TCP-Bag (Tourniquet Carrier Pouch) είναι μια μικρή θήκη για την ασφαλή αποθήκευση του ιμάντα ισχαιμης περιδερσης (tourniquet) του χρήστη. Μπορεί να προσαρμοστεί στο γιλέκο μάχης ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό χάρις το σύστημα MOLLE. Σχεδιασμένη να χωράει όλους τους τύπους tourniquet που υπάρχουν στην αγορά, όπως και διαφόρων άλλων υλικών που μπορούν να χωρέσουν όπως φακοί, μαχαίρια, σφήνες κλπ.

Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιζόμενο μέγεθος σε όλα τα tourniquet της αγοράς
- Ενσωματωμένο σύστημα MOLLE
- Κάθετη ταινία για στερέωση στις ζώνες
- Κλείσιμο με Velcro
- Εύκολη πρόσβαση του χρήστη ακόμη και με επιχειρησιακά γάντια

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος: 50 g
- Διαστάσεις: 20 x 6 x 4 cm

**Το tourniquet των φωτογραφιών δε συμπεριλαμβάνεται με την θήκη.*