



## Lifeguard Griffin Φορείο Μεταφοράς Μάχης Αλουμινίου

€584.68

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το φορείο μεταφοράς Lifeguard Griffin είναι ένα τακτικό πτυσσόμενο φορείο που διπλώνει στα τέσσερα (4) κατασκευασμένο από πάχος 38 mm, ανοδιωμένο σωλήνα αλουμινίου για να αντέχει ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες στο πεδίο της μάχης.

Το μαύρο κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλέγμα, το οποίο καθαρίζεται εύκολα. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, το φορείο είναι ελαφρύ και συμπαγές με συνολικό βάρος μόλις 9 κιλά, αλλά απόλυτα στιβαρό.

Με το σακίδιο μεταφοράς που περιλαμβάνεται, το φορείο μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί γρήγορα στον τόπο χρήσης.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συνολικό βάρος φορείου: 9 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 2290 x 570 x 150 mm
- Διαστάσεις (διπλωμένο): 530 x 180 x 180 mm
- Μέγιστο βάρος φορτίου: 220 kg