



Elite Bags CRITICAL'S EVO Τσάντα Α' Βοηθειών Προηγμένης Υποστήριξης Ζωής (ALS)

€211.29

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η **Elite Bags CRITICAL'S EVO τσάντα Α' Βοηθειών προηγμένης υποστήριξης ζωής** (ALS) χάρις την κυψελοειδή εσωτερική διάταξη της, επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει τη φιάλη οξυγόνου και όλο το απαιτούμενο ιατρικό υλικό για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η ποιότητά της, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και ο σχεδιασμός της εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον επαγγελματία διασώστη.

Χαρακτηριστικά:

- Ενισχυμένη χειρολαβή με επένδυση.
- Ανακλαστικές λωρίδες για αυξημένη ορατότητα την ημέρα και τη νύχτα.
- Ανακλαστικές λαβές ragcord που λάμπουν στο σκοτάδι.
- Ατσάλινος δακτύλιος ανοξείδωτο για αερομεταφορά.
- Πλευρικός δακτύλιος για την εξαγωγή του σωλήνα οξυγόνου.
- Διάφανη τσέπη στο πλάι για προσαρμογή των στοιχείων του ιδιοκτήτη.
- Αποσπώμενοι ιμάντες πλάτης.
- Δυο μεγάλης χωρητικότητας εξωτερικές τσέπες με ελαστικούς ιμάντες και διαφανα τοιχώματα.
- Περιλαμβάνει επίσης ειδική θέση για αποθήκευση σκληρού αυχενικού κολάρου.
- Εσωτερικό πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες του χρήστη, χάρις στα αποσπώμενα με velcro διαχωριστικά.
- Ενισχυμένος πάτος κατασκευασμένος από υλικό το οποίο καθαρίζεται εύκολα.

- Αποσπώμενο πάνελ με 4 διαχωριστικά και χρωματισμένα φερμουάρ για εύκολη ταξινόμηση το περιεχόμενό του σύμφωνα με τον Διεθνή Χρωματικό Κώδικα: (κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο).
- Ισοθερμική θήκη για αμπούλες με χειρολαβή και διάφανο παράθυρο χωρητικότητας 113 αμποουλών.
- Διαθέτει 3 διχτυωτές τσέπες για αποθήκευση επιπλέον υλικού.
- Velcro στην εξωτερική πλευρά των θηκών για προσαρμογή διακριτικών σημάτων
- Αποσπώμενη φωσφορούχα χειρολαβή.
- Αντάπτορα USB για προσαρμογή power bank για φόρτιση κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.
- Σύστημα MOLLE τύπου laser cut στην εξωτερική πλευρά του σάκου
- Περιλαμβάνει:
 - Δοχείο απόρριψης υγειονομικού και βιολογικού υλικού
 - Παγοκύστη με Jel πολλαπλών χρήσεων
 - Σκληρό ντοσιέ με πιάστρα για έγγραφα και χάρτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Βάρος (περίπου): 4.12 kg
- Διαστάσεις (περίπου): 61 × 29.5 × 35 cm
- Υλικό: 1000D POLYESTER
- Χρώμα: Κόκκινο
- Μέγιστο προτεινόμενο βάρος περιεχομένου (Kg): 15.00
- Χωρητικότητα (Λίτρα) (περίπου): 64

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025